

ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แบบฟอร์มบันทึกการใช้หม้อนึ่งฆ่าเชื้ออัดความดัน Autoclave

Autoclave บริษัท..... รุ่น..... หมายเลขเครื่อง .....

รหัสครุภัณฑ์ ..... อุณหภูมิที่ใช้งาน  $121 \pm 1^\circ\text{C}$  ช่วงอุณหภูมิปรากฏที่ยอมรับ...  $120 - 122^\circ\text{C}$ ...

เชื้อ *Bacillus stearothermophilus* ATCC 7953 Spore suspension lot No. .... Pro Chem SSI lot No. .... บริษัท .....

ผู้มีสิทธิ์ใช้เครื่อง

1. ....
2. ....

| รายการ                       | วันที่/เดือน...../ปี..... ผล Maximum Thermometer ประจำเดือน = ..... $^\circ\text{C}$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                              |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. อุณหภูมิที่ปรากฏ/ทุกครั้ง |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ผล Pro Chem SSI/ทุกครั้ง  |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ความสะอาด/ทุกวัน          |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ผลเชื้อทดสอบ /ทุกสัปดาห์  |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ผู้บันทึก                 |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| รายการ                       | วันที่/เดือน...../ปี..... ผล Maximum Thermometer ประจำเดือน = ..... $^\circ\text{C}$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                              |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. อุณหภูมิที่ปรากฏ/ทุกครั้ง |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ผล Pro Chem SSI/ทุกครั้ง  |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ความสะอาด/ทุกวัน          |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ผลเชื้อทดสอบ /ทุกสัปดาห์  |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ผู้บันทึก                 |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ

1. หากอุณหภูมิเกินช่วงปรากฏที่ยอมรับได้ ให้แจ้ง หัวหน้าห้อง ทันที
2. ผล Pro Chem SSI “√ = ผ่าน” Indicator dot ต้องเปลี่ยนเป็นสีดำ หรือสีเข้มกว่าลูกศร (ทำการทดสอบทุกครั้ง)
3. การบำรุงรักษาประจำวัน ตรวจสอบการจัดตะกอนและสิ่งตกค้างออกจากท่อน้ำทิ้งใน chamber และทำความสะอาด (ทำทุกวัน)
4. ผลเพาะเชื้อสีของ spore suspension ที่ “√ = ผ่าน” การฆ่าเชื้อเป็นสีม่วง และ “X = ไม่ผ่าน” เป็นสีเหลือง (ทำการทดสอบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง)