

ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แผนการควบคุมคุณภาพภายใน

ห้องปฏิบัติการ/หน่วยงาน ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 3 หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา กลุ่มการทดสอบ Automate		
กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. ทำ IQC ทุกวันที่ทำการทดสอบ	ทุกวันที่มีการทดสอบ	นักเทคนิคการแพทย์และผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. ทำ IQC ทุกครั้งเมื่อมีการสอบเทียบน้ำยาใหม่	ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนรุ่นการผลิตน้ำยาใหม่	นักเทคนิคการแพทย์และผู้ที่ได้รับมอบหมาย
3. ทำการทดสอบ (Calibration) ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนรุ่นการผลิตน้ำยาใหม่	ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนรุ่นการผลิตน้ำยาใหม่	นักเทคนิคการแพทย์และผู้ที่ได้รับมอบหมาย
การผลิตนํ้ายาใหม่		
4. การประเมินประสิทธิภาพของชุดทดสอบ เพื่อดู	ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนรุ่นการผลิตน้ำยาใหม่	นักเทคนิคการแพทย์และผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ความแปรปรวนระหว่างรุ่นการผลิต (lot to lot variation)		

จัดทำและอนุมัติโดย.....  

(รศ.พญ.ดร.จงกลณี วงศ์ปิยะบวร)

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ/หัวหน้างาน

.....23...../ธันวาคม./...2562.....